

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

на медицинское изделие

**Пластыри фиксирующие нестерильные, одноразовые, в вариантах исполнения:**

**I. Из нетканого материала, белого цвета**

---



**Производитель:** "Чжэцзян Кэкан Медикал Текнолоджи КО., ЛТД" / Zhejiang Kekang Medical Technology Co., LTD


**Адрес:** South Village, Hongqiao Town (inside Yueqing Science & Technology Incubation Innovation Service Center) 325608 Yueqing Zhejiang China

## 1. Наименование изделия


Пластыри фиксирующие нестерильные, одноразовые, в вариантах исполнения:

I. Из нетканого материала, белого цвета: 2,5см x 5м, 5см x 5м.

## 2. Фотографическое изображение



*Фотографическое изображение №1 – Пластырь фиксирующий нестерильный, одноразовый, из нетканого материала, белого цвета: 2,5 см x 5 м (индивидуальная упаковка).*



*Фотографическое изображение №2 – Пластырь фиксирующий нестерильный, одноразовый, из нетканого материала, белого цвета: 5 см x 5 м (индивидуальная упаковка).*

## 3. Назначение

Изделие предназначено для сплошной фиксации всех видов повязок, тампонов, катетеров на послеоперационных и раневых поверхностях (в том числе на больших поверхностях), сложных повязок на суставах, подвижных и округлых частях тела; для закрепления катетеров, трубок и других медицинских устройств.

#### 4. Принцип действия изделия

Принцип действия изделия основан на надежном обеспечении фиксации повязок, тампонов, катетеров на послеоперационных и раневых поверхностях.

#### 5. Описание изделия

Пластыри фиксирующие нестерильные, одноразовые, вариант исполнения: Из нетканого материала, белого цвета. Изделие представляет собой ленту из нетканого материала, белого цвета, скрученную в катушку. Пластыри гипоаллергенны, нетоксичны, воздухопроницаемы, имеют надежную фиксацию, для нормального типа кожи; Основные размеры изделий, приведены в *Таблице 1*.

*Таблица 1*

Вариант исполнения	Ширина, см, ( $\pm 5\%$ )	Длина, м, ( $\pm 5\%$ )
Из нетканого материала, белого цвета	2,5	5 м
	5	

Сопротивление отслаиванию липкого слоя должно быть не менее 25 Н/м, но не более 200 Н/м.

#### 6. Упаковка

Вложение в упаковку представлено в *Таблице 2*.

*Таблица 2*

Вариант исполнения	Индивидуальная упаковка	Транспортная упаковка
Из нетканого материала, белого цвета: 2,5см x 5м	Присутствует	360 шт
Из нетканого материала, белого цвета: 5см x 5м	Присутствует	180 шт

#### 7. Гарантии производителя

Производитель гарантирует соответствие качества медицинского изделия при соблюдении требований к транспортированию, хранению и применению изделия.

Гарантийный срок хранения – 3 года от даты изготовления.

#### 8. Условия хранения

- Температура от  $-5^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$ .

## **9. Требования к транспортировке**

Медицинское изделие транспортируется в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов. Требуемая температура транспортировки составляет от - 5°С до + 40°С с относительной влажностью воздуха до 80%. Избегать контакта с нефтепродуктами, фенолами и их производными, маслами нефтяного происхождения, бензином, керосином и другими органическими веществами. После транспортировки медицинского изделия при минусовых температурах его следует распаковывать и оставить на 1 день при нормальных климатических условиях.

## **10. Регистрационное удостоверение**

№ РЗН 2019/9456 от 24.12.2019 года на медицинское изделие «Пластыри фиксирующие нестерильные, одноразовые», производства «Чжэцзян Кэкан Медикал Текнолоджи КО., ЛТД» / «Zhejiang Kekang Medical Technology Co., LTD.»