


ИГЛА ФИСТУЛЬНАЯ АРТЕРИОВЕНОЗНАЯ ОДНОРАЗОВАЯ



Игла фистульная артериовенозная предназначена для сбора крови из вены или артерии человека и переливания очищенной при гемодиализе крови или ее компонентов обратно в организм человека.

Особенности фистульных игл:

- **Высокая точность.** Вращающееся крыло позволяет легко и точно вводить иглу в ткани, а фиксированное крыло обеспечивает надёжную фиксацию иглы на месте. Это снижает риск смещения иглы во время процедуры и повышает точность введения.
- **Безопасность.** Ультратонкие острые иглы уменьшают повреждения тканей и болезненные ощущения пациентов. Siliconовое покрытие делает прокол максимально плавным и предотвращает свёртывание крови.
- **Комфорт.** Благодаря продуманной конструкции наши иглы обеспечивают лёгкость и точность введения, снижая дискомфорт для пациента. Экстратонкая стенка и широкая полость иглы обеспечивают высокую скорость кровотока.

Цветовое кодирование	Материал изготовления	Размер	Толщина стенки иглы	Диаметр иглы внешний, мм	Диаметр иглы внутренний, мм	Длина иглы, мм	Крыло	Длина трубки, см
Фиолетовый	Нержавеющая сталь	14G	ETW (экстратонкая)	1.950-2.150	1.727	25±2	Вращающееся	30±3
Желтый		15G		1.750-1.900	1.560		Фиксированное	
Зеленый		16G		1.600-1.690	1.390		Вращающееся	
Оранжевый		17G		1.400-1.510	1.244		Фиксированное	

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2024/22450 от 18.04.2024 года

Метод стерилизации: оксид этилена (EO)

Срок годности: 3 года

Производитель: Джингкси Хонгда Медикал Икьюпмент Групп Лтд. / Jiangxi Hongda Medical Equipment Group Ltd.

БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ ГЕМОДИАЛИЗА



Группа компаний «Церебрум-М»

- 📍 г. Владивосток, ул. Комсомольская, д. 3, этаж 10;
- г. Москва, ул. Полковая, д. 3, строение 4;
- г. Новосибирск, Советский район, Академгородок, ул. Бульвар Молодежи, 38, офис 2;
- ✉ info@cereb.su
- ☎ +7 (423) 230-20-39, +7 (495) 734-91-31, +7 (383) 316-40-50

ДИАЛИЗАТОРЫ ВЫСОКОПОТОЧНЫЕ И НИЗКОПОТОЧНЫЕ



Диализатор для гемодиализа полволоконный предназначен для использования для гемодиализного лечения при острой и хронической почечной недостаточности. Диализатор полволоконный состоит из: корпуса, диализной мембраны, накладки, уплотнительного кольца, герметизирующей заливки и защитной крышки.

Особенности диализаторов:

- **Превосходные функциональные свойства.** Полиэфирсульфон PUREMA H обеспечивает стабильно высокие показатели клиренса на протяжении всей процедуры диализа.
- **Отличная биосовместимость.** Вероятность аллергических реакций минимальна благодаря высокой биосовместимости материала.
- **Эффективная ультрафильтрация.** Мембраны обеспечивают эффективную ультрафильтрацию, помогая достичь оптимальных результатов диализа.
- **Совместимость с различными системами.** Они совместимы со всеми кровопроводящими магистралями и аппаратами для гемодиализа, зарегистрированными в РФ.

	Тип	Максимальное трансмембранное давление, на которое рассчитаны изделия, мм.рт.ст.:	Длина, ±10, мм	Толщина стенки волокна, ±5, мкм	Объем заполнения, допуск ±10%, мл	Остаточный объем крови, не более, мл;	Эффективная площадь поверхности мембраны, м²:
HD-13H	Высокопоточный	500 (66,5 кПа)	315	30	76	76	1,3
HD-14H					82	82	1,4
HD-15H					88	88	1,5
HD-16H					95	95	1,6
HD-17H					98	98	1,7
HD-18H					104	104	1,8
HD-19H					110	110	1,9
HD-20H					114	114	2,0
HD-13L	79				79	1,3	
HD-14L	85				85	1,4	
HD-15L	87				87	1,5	
HD-16L	91				91	1,6	
HD-17L	100				100	1,7	
HD-18L	103				103	1,8	
HD-19L	109				109	1,9	
HD-20L	113				113	2,0	


Регистрационное удостоверение: № РЗН 2023/21805 от 28.12.2023 года

Метод стерилизации: Радиационный (гамма-излучение)

Срок годности: 3 года с момента стерилизации

Производитель: Джингси Хонгда Медикал Икьюпмент Групп Лтд./
Jiangxi Hongda Medical Equipment Group Ltd.

НАБОР КРОВОПРОВОДЯЩИХ МАГИСТРАЛЕЙ ДЛЯ ГЕМОДИАЛИЗА



Набор кровопроводящих магистралей для гемодиализа предназначен для обеспечения кровотока во время гемодиализа.

Цветовой код

- **артериальная кровопроводящая магистраль**
- **венозная кровопроводящая магистраль**

Особенности кровопроводящих магистралей:

- **Прозрачная капельная камера.** Позволяет легко контролировать поток жидкости.
- **Удобный в использовании сосудистый зажим.** Обеспечивает надёжную фиксацию и контроль над процессом введения.
- **Цветовая кодировка коннекторов и зажимов магистрали.** Помогает быстро идентифицировать артериальные и венозные магистрали, что снижает риск ошибок при подключении.
- **Рециркуляционный коннектор.** Облегчает процедуры заполнения и промывки системы, повышая эффективность работы.
- **Высокоэластичный медицинский биосовместимый материал.** Хорошо держит форму, устойчив к сдавливанию и обеспечивает комфорт пациенту.

Артикул	Комплектность
20-A	- артериальная кровопроводящая магистраль с инфузионной иглой
22-A	- венозная кровопроводящая магистраль
30-A	- артериальная кровопроводящая магистраль с рециркуляционным коннектором
20-B	- артериальная кровопроводящая магистраль с рециркуляционным коннектором
22-B	- венозная кровопроводящая магистраль
30-B	- инфузионная магистраль с инфузионной иглой, регулятором потока и капельной камерой
20-AF	- артериальная кровопроводящая магистраль с инфузионной иглой
	- венозная кровопроводящая магистраль
22-BF	- дренажный мешок
	- артериальная кровопроводящая магистраль с рециркуляционным коннектором
	- венозная кровопроводящая магистраль
	- инфузионная магистраль с инфузионной иглой, регулятором потока и капельной камерой
	- дренажный мешок

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2024/22522 от 27.04.2024 года

Метод стерилизации: оксид этилена (EO)

Срок годности: 3 года с момента стерилизации

Производитель: Джингси Хонгда Медикал Икьюпмент Групп Лтд./
Jiangxi Hongda Medical Equipment Group Ltd.