

Технический паспорт медицинского изделия

**Перчатки диагностические Armilla виниловые
нестерильные опудренные/неопудренные**

Изготовитель: Yixing HBM Latex Production Co., Ltd.

Адрес: Dingshu Town, 214225 Yixing, China

1. Сведения об изделии

Перчатки диагностические Armilla виниловые нестерильные опудренные/неопудренные

Изготовитель: Yixing HBM Latex Production Co., Ltd.

Адрес: Dingshu Town, 214225 Yixing, China

2. Описание

Перчатки диагностические Armilla виниловые нестерильные являются изделием санитарно-гигиенического назначения. Виниловые перчатки производятся из поливинилхлорида, этот материал не растворяется в спирте, углеводородах и воде, прочен при воздействии кислот, щелочи и соли. Основное преимущество данных перчаток — гипоаллергенность — в них полностью отсутствует натуральный латекс.

3. Технические характеристики

3.1 Состав

Диизононилфталат (ДИНФ)

Поливинилхлорид (ПВХ)

Ароматический растворитель

3.2 Физико-химические свойства

Внешний вид: Гладкая поверхность с манжетой

Цвет: Белый, полупрозрачный

Размерность:

Таблица 1 – Размерность перчаток диагностических Armilla виниловые нестерильные

Размер	6 (XS)	6,5 (S)	7 / 7,5 (M)	8 / 8,5 (L)	9 / 9,5 (XL)
Длина (мм)	Мин. 230				
Ладонь (мм)	78 +/- 3	85 +/- 3	95 +/- 3	105 +/- 3	115 +/- 3
Толщина (мм)	0.06 +/- 0.02	0.06 +/- 0.02	0.06 +/- 0.02	0.06 +/- 0.02	0.06 +/- 0.02
-Пальца	0.08 +/- 0.02	0.08 +/- 0.02	0.08 +/- 0.02	0.08 +/- 0.02	0.08 +/- 0.02
-Ладони	0.06 +/- 0.02	0.06 +/- 0.02	0.06 +/- 0.02	0.06 +/- 0.02	0.06 +/- 0.02
-Манжета	0.06 +/- 0.02	0.06 +/- 0.02	0.06 +/- 0.02	0.06 +/- 0.02	0.06 +/- 0.02
Прочность на растяжение (МПа)	Мин.10	Мин.10	Мин.10	Мин.10	Мин.10
Удлинение при разрыве (%)	Мин. 300				

4. Идентификация опасности

Отсутствует

5. Обслуживание

Используйте только подходящий размер при ношении перчаток.

6. Условия хранения

Хранить в сухом прохладном месте. Не храните виниловые перчатки там, где температура может подняться выше 40°C.

7. Меры предосторожности

- Не используйте изделие по истечению срока годности;
- Не используйте изделие не по назначению;
- Не используйте изделие повторно;
- Не используйте изделие, если внутри них присутствует постороннее вещество

8. Упаковка

-100 штук в групповой упаковке/ 1000 штук в коробке.

9. Срок годности

Гарантийный срок хранения перчаток – пять лет с даты изготовления.