

# СТЕКЛА ПРЕДМЕТНЫЕ ПАСПОРТ

## 1. Назначение

Предназначены для микроскопирования в видимой области спектра для автоматизированных и рутинных микроскопических процедур, в частности с заточенными краями подходят для растяжки мазков, с лунками - для микроскопии препаратов методом «висячей капли».

## 2. Основные технические характеристики

Наименование	Размер, мм	Края
СП с необработанными краями	$(26\pm 1,0) \times (46\pm 1,0) \times (1\pm 0,1)$	необработанные
	$(26\pm 1,0) \times (76\pm 1,0) \times (2\pm 0,2)$	необработанные
	$(60\pm 1,0) \times (80\pm 1,0) \times (1\pm 0,1)$	необработанные
	$(80\pm 1,0) \times (100\pm 1,0) \times (1\pm 0,1)$	необработанные
	$(90\pm 1,0) \times (120\pm 1,0) \times (1\pm 0,1)$	необработанные
СП-7101 со шлифованными краями	$(26\pm 1,0) \times (76\pm 1,0) \times (1\pm 0,1)$	шлифованные
СП-7102 с необработанными краями	$(26\pm 1,0) \times (76\pm 1,0) \times (1\pm 0,1)$	необработанные
СП-7103 с 1-й лункой и шлифованными краями	$(26\pm 1,0) \times (76\pm 1,0) \times (1\pm 0,2)$	шлифованные
СП-7105 со шлифованными краями и полосой для записи	$(26\pm 1,0) \times (76\pm 1,0) \times (1\pm 0,1)$	шлифованные
СО-2 со шлифованными краями и фаской для растяжки мазков	$(26\pm 1,0) \times (76\pm 1,0) \times (2\pm 0,2)$	шлифованные
СО-3 со шлифованными краями	$(26\pm 1,0) \times (76\pm 1,0) \times (2\pm 0,2)$	шлифованные
СО-4 со шлифованными краями и полосой для записи	$(26\pm 1,0) \times (76\pm 1,0) \times (2\pm 0,2)$	шлифованные

1. Изготовлено по ТУ 4320-001-61554801-2016, из стекла марки М-4.
2. Стекла могут иметь полосу для записи информации о проведенном анализе. Длина полосы - 20 мм.
3. СП-7103 с 1-й лункой, СП-7105, СО-4 с матовой полосой.
4. Стекла химически устойчивы к действию соляной кислоты и дистиллированной воды.

## 3. Упаковывание, транспортирование и хранение

Стекла предметные упакованы по 50 штук или по 72 штуки. Упаковка обеспечивает сохранность изделий при транспортировке. Транспортная упаковка имеет надпись «Осторожно, хрупкое!». Условия транспортирования изделий - по ГОСТ 15150-69 в крытом транспорте любого вида. Условия хранения - по ГОСТ 15150-69.

## 4. Требования безопасности

При эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности при работе со стеклянными изделиями. Изделия не должны подвергаться резким ударам в процессе эксплуатации.

## 5. Сведения об утилизации

Утилизация стекол должна осуществляться в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПин 2.1.7.2790, класс опасности Б.

## 6. Гарантии производителя

**ООО «ЭксимКИП» официальный поставщик:** Россия, 141407, г. Химки, Нагорное шоссе, дом 2; тел.: (499) 703-02-43; e-mail: [exim@eximlab.ru](mailto:exim@eximlab.ru); сайт: [www.eximlab.ru](http://www.eximlab.ru).

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

## 7. Свидетельство о приемке

Изделия изготовлены в соответствии с действующей технической документацией и признаны годными для эксплуатации.

Генеральный директор



Федосеев П.С.