


Наборы реагентов **ЮНИДИФ З** для гематологических анализаторов

(производство ООО «ЭЙЛИТОН», Россия)

РУ № РЗН 2018/6823 от 17 февраля 2020 года

Гематологические реагенты **ЮНИДИФ З**
предназначены для использования на
различных автоматических
гематологических анализаторах, в том
числе, Medonic серии M.





Подробнее
на сайте

Особенности наборов реагентов ЮНИДИФФ З

-  **Высокое качество продукции.** При разработке рецептуры реагентов ЮНИДИФФ З специалисты компании Юнимед использовали свой 20-летний опыт работы с гематологическими анализаторами. Наборы реагентов ЮНИДИФФ З производятся на самом современном оборудовании из высококачественного сырья.
-  **Высокий коэффициент корреляции результатов,** полученных на ЮНИДИФФ З и оригинальных реагентах, подтвержден клиническими исследованиями и опытом использования в ЛПУ.
-  **Безопасность для персонала лаборатории.** В состав реагентов не входят циановые соединения. Измерение концентрации гемоглобина с использованием реагентов ЮНИДИФФ З проводится гемихромным методом.
-  **Цена ниже импортных аналогов.** Покаллизация производства в особой экономической зоне «Дубна», за счет налоговых льгот, позволила сделать этот продукт более доступным для российских лабораторий в сравнении с импортными аналогами. Кроме этого, цена наборов реагентов ЮНИДИФФ З не зависит от курса валют и лаборатории могут планировать закупки реагентов на длительные периоды без финансовых рисков.
-  **Короткие сроки поставки.** Реагенты всегда имеются на складе в Московской области и доступны для оперативной отгрузки.

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, БЦ «Шереметьевский» стр. 4



+7 (495) 734-91-31 (г. Москва)
+7 (423) 230-20-39 (г. Владивосток)
+7 (913) 930-62-47 (г. Новосибирск)



office@unimed.ru
info@cereb.su
www.unimed.ru; www.cereb.su