

Прибор предназначен для определения концентрации:

- гемоглобина в крови гемиглобинцианидным и гемихромным методами;
- глюкозы в сыворотке крови глюкозооксидазным методом;
- общего белка в сыворотке крови биуретовым методом;
- холестерина в сыворотке крови методом CHOD-PAP;
- мочевой кислоты в сыворотке крови уриказным методом;
- мочевины в сыворотке крови уреазным методом;
- триглицеридов в сыворотке крови методом Триндера.

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, БЦ «Шереметьевский» стр. 4



+7 (495) 734-91-31 (г. Москва)
+7 (423) 230-20-39 (г. Владивосток)
+7 (383) 316-40-50 (г. Новосибирск)



office@unimed.ru
info@cereb.ru
www.unimed.ru; www.cereb.ru

Удобный недорогой анализатор
для небольших лабораторий

МИКРОЛАБ 540

Фотометр биохимический специализированный ФБС-01-2

Регистрационное удостоверение
№ ФСР 2009/06115 от 06.05.2013 года




МИКРОЛАБ • 540

Фотометр биохимический специализированный ФБС-01-2

Сегодня в лабораториях страны
работают более **1 000**
анализаторов **Микролаб 540**

Производитель:
ООО «Эйлитон»



Сотрудники КДЛ, которые используют
Микролаб 540 в своей работе отмечают:

- ✓ **Микролаб 540** очень прост и удобен в эксплуатации. Для работы на приборе не требуется специальной подготовки персонала, обучение работе на приборе занимает не более 30 минут.
- ✓ **Микролаб 540** отличается высокой надежностью. Он может использоваться в режиме неограниченной интенсивности и при этом не требует технического обслуживания.
- ✓ **Микролаб 540** – открытая система. При работе на приборе можно использовать реагенты любых производителей.
- ✓ **Микролаб 540** всегда готов к работе. Время выхода прибора на рабочий режим – не более 5 секунд после включения.
- ✓ Время измерения пробы не превышает 3 секунд.
- ✓ На рабочее табло прибора выводится значение измеряемой концентрации в г/л или ммоль/л.
- ✓ Точность измерений соответствует всем требованиям Приказа Минздрава РФ N 45 от 07.02.2000 г.
- ✓ **Микролаб 540** может работать как от сети переменного тока, так и автономно от 4 батареек типа АА, что очень удобно при использовании прибора на выездях.