


Наборы реагентов **ЮНИДИФФ 3** для гематологических анализаторов

(производство ООО «ЭЙЛИТОН», Россия)

РУ № РЗН 2018/6823 от 17 февраля 2020 года

Гематологические реагенты **ЮНИДИФФ 3**
предназначены для использования на
различных автоматических
гематологических анализаторах, в том
числе, Medonic серии М.





Подробнее
на сайте

Особенности наборов реагентов **ЮНИДИФФ 3**

- ✓ **Высокое качество продукции.** При разработке рецептуры реагентов ЮНИДИФФ 3 специалисты компании Юнимед использовали свой 20-летний опыт работы с гематологическими анализаторами. Наборы реагентов ЮНИДИФФ 3 производятся на самом современном оборудовании из высококачественного сырья.
- ✓ **Высокий коэффициент корреляции результатов,** полученных на ЮНИДИФФ 3 и оригинальных реагентах, подтвержден клиническими исследованиями и опытом использования в ЛПУ.
- ✓ **Безопасность для персонала лаборатории.** В состав реагентов не входят циановые соединения. Измерение концентрации гемоглобина с использованием реагентов ЮНИДИФФ 3 проводится гемихромным методом.
- ✓ **Цена ниже импортных аналогов.** Локализация производства в особой экономической зоне «Дубна», за счет налоговых льгот, позволила сделать этот продукт более доступным для российских лабораторий в сравнении с импортными аналогами. Кроме этого, цена наборов реагентов ЮНИДИФФ 3 не зависит от курса валют и лаборатории могут планировать закупки реагентов на длительные периоды без финансовых рисков.
- ✓ **Короткие сроки поставки.** Реагенты всегда имеются на складе в Московской области и доступны для оперативной отгрузки.

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, БЦ «Шереметьевский» стр. 4



+7 (495) 734-91-31 (г. Москва)
+7 (423) 230-20-39 (г. Владивосток)
+7 (383) 316-40-50 (г. Новосибирск)



office@unimed.ru
info@cereb.ru
www.unimed.ru; www.cereb.ru